

*New model*

昇降浴槽 エレベートバス ET-100



# 肢体不自由患者を入浴させる困難さは、経験したものでな


New model

## 昇降浴槽 エレベートバス ET-100

水治療器械の酒井は、またまた画期的な新製品を生みだしました。お湯の入ったままの浴槽が昇降する「エレベートバス」がそれです。肢体の不自由な患者を入浴させるという、経験したものでなければわからない困難さをこの装置は、みごとに解決しました。

患者さんは浴槽上方の固定盤に腰をかけ、両足をもちあげるだけ、あとはお湯の入った浴槽が上昇して、患者さんはひとりで入浴している、というしくみです。ですから患者さんが片足で立ったり、浴槽の縁を

またいだり不安定な重心を移動させるという危険は全くありませんし、介助の方も患者さんの全体重を支えるような労力もいりません。固定盤は気泡発生板を兼ねていますから、本体の気泡浴スイッチをいれれば、そのまま全身の気泡浴がおこなえ、患者さんは安定した楽な姿勢で治療がうけられます。まったく手のかからない治療器です。もちろん、浴中徒手矯正や浴中マッサージをおこなう場合も術者は立ったまま、疲れない姿勢で治療をつづけられるわけです。治療が終れば浴槽は静かに下降して、患者





浴槽を下降させ、アームレストをはずし  
まず患者を固定盤に腰をかけさせ  
つぎに両下肢を固定盤上に持ちあげさせれば  
患者の側の準備はすべてO.K。  
あとは術者が浴槽を上昇させるだけです。  
固定盤は気泡発生盤を兼ねていますから

気泡浴のスイッチをいれればそのまま  
全身の気泡浴がおこなえます。  
冬期など固定盤が冷えているときは  
あらかじめ浴槽を上昇させ  
固定盤をお湯であたためてから  
下降させてください。

# とわかりません。

さんは、そのまゝの姿勢で浴槽から出られます。固定盤からおりのまゝに本体に備えつけられたサーモスタットミキシングバルブのついたシャワーでよく体をながしてください。あがり湯をタップリかけて気持ちよく、キレイになったらそのまゝタオルで拭きとれます。固定盤からおりのときも簡単、むりなく車椅子や運搬車に移せます。浴槽を昇降させるメカニズムは、酒井の技術陣の誇る安全機構、三重の安全装置にまもられています。モーターもすべて二重絶縁で設置、電気的事故の心配もあまません。

材質—本体キャビネット及浴槽 ステンレススチール(SUS27)板  
寸法—最大長さ 2,220mm、最大巾 800mm  
高さ 1,150mm、浴槽高さ 上昇時 1,000mm 下降時 550mm  
電気—昇降用モーター(二重絶縁) 3相200V750W 操作電気容量24V  
気泡浴装置(二重絶縁) 単相100V700W 3段切換  
電源—3相200V10A アース付  
単相100V10A アース付  
配管—給湯管20mm、給水管20mm、排水管40mm  
付属品—●ハンドシャワー ●サーモスタットミキシングバルブ  
(東洋陶器製) ●アームレスト ●足当棒  
温水使用量—350ℓ



浴槽が上昇しているとき  
つまり治療がおこなわれている時は  
術者または介助者は立位の楽な姿勢で  
治療や介助がおこなえます。  
浴中マッサージ、浴中徒手矯正などが  
自由な姿勢でおこなえることも

この浴槽の特長です。  
治療が終了して浴槽を下降させたら  
シャワーを患者の全身にかけ  
それから拭きとってあげてください。  
シャワーの湯も浴槽にたまり  
オーバフローされます。



患者を浴槽にいれるのではなく、浴槽が患者をいれてしまいます。

