


Rehabilitation
SAKAI



酒井の電気温熱治療器 [ネオパック]

Neopack

PCL-101

Neo pack PCL-101


電気温熱治療器「ネオパック」の特長

鎮痛・鎮静・筋弛緩などの治療に、温熱療法が利用されます。これは血行をうながし、新陳代謝を盛んにし、循環器系をはじめとして、神経系や運動系にもすぐれた治療効果があります。

酒井の電気温熱治療器「ネオパック」は、本体と接続したパックを電氣的に温めることにより、清潔で確実な治療を行なうことができます。

この装置を機能訓練と併用することによって、リハビリテーションの治療効果を一段と高めます。※筋萎縮・関節の拘縮・鞭打症・リウマチ・神経痛・腰痛・などにご利用下さい。

- 1 操作はすべてワンタッチ、使用中はガイドランプ又はメーターによって、温度レベルや使用系列がひと目で分ります。
- 2 電氣的保温ですから、保温の手間が省けいつも清潔な治療ができます。
- 3 最初一定温度の指示を与えますと、いつまでもムラのない正確な温度が維持されます。
- 4 温度設定はダイヤルによって30°～70°まで自由に選ぶことができます。
- 5 安全には特に気を配りました。感電などによる事故の心配はありません。
- 6 同時に2人又は2箇所の治療ができますので、使用効率が上ります。



ネオパックPCL-101仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	240VA
出力	25V 50W
温度	30°～70°C
寸法	335mm(幅)×310mm(奥行)×315mm(高)
重量	本体 13kg
附属品	温熱導子2枚・バンド2本

酒井医療株式会社

- 本社 - 〒113 東京都文京区本郷3丁目15番9号 電話(03)811-7211(代)
- 札幌営業所 - 電話(011)521-3030(代)
- 仙台営業所 - 電話(022)273-5761(代)
- 北関東営業所 - 電話(03)811-7141(代)
- 南関東営業所 - 電話(03)811-7141(代)
- 名古屋営業所 - 電話(052)263-9867(代)
- 大阪営業所 - 電話(06)928-4321(代)
- 福岡営業所 - 電話(092)473-8481(代)
- 広島出張所 - 電話(082)239-3901(代)
- 高松出張所 - 電話(0878)51-7461(代)
- 工場 - 電話(0482)55-0451(代)

取扱店