

PACKWARMER

よりスマートに、よりセーフティに、酒井のニュー・パックウォーマー。

CL・20 CL・30 CL・40

PACK

Rehabilitation
SAKAI

ヒーター内蔵&循環ポンプ採用で、熱効率UP! 安全性UP! 操作性UP!

パック加熱の効率化、省エネ化を実現!

パックが必要な時、必要な数量分を加熱する——これがパックウォーマーの役割です。しかし、従来品の場合、自然対流式のため、槽内の水温にムラが目立ち、パックの温度も不均一になりがちでした。また、パックを詰め込んだ場合には対流が妨げられてしまい、一度に加熱できるパック量も著しく制限されていました。今回、フルモデルチェンジした酒井のパックウォーマーはヒーター内蔵しかも循環ポンプ方式を採用。槽内の温水を強制循環させることにより、槽内の温度の均一化がはかられ、パックの加熱が格段に効率化しました。熱効率は20パーセント向上し、非常に省エネルギータイプのパックウォーマーに仕上がっています。もちろん、空焚防止装置や漏電ブレーカーを標準装備。各種の安全装置も十分に検討されています。加えて、加熱状態がひと目でわかる加温表示ランプ、使用時だけ取り出せるリトラクタブル方式のコントロールパネルなど、操作性もステップアップしています。スペースに合わせて選べるCL-20、CL-30、CL-40の3タイプを揃えました。

PACKWARMER
CL-20



PACKWARMER
CL-30



PACKWARMER
CL-40



強制対流と仕切カゴで効率加温。

パックウォーマーCL-20、CL-30、CL-40は、ヒーターやサーモスタット感熱部、フロートスイッチを槽内から取りはらい、槽内をすっきりさせました。この構造は、循環ポンプによる温水の強制対流と相まって、槽内温度の均一化を容易にしています。すっきりした槽内にぴったり収まる付属のパック仕切カゴも、槽内を有効活用する工夫がなされ、作業効率を大いに高めています。また、使用後の槽内の清掃もラクになり、ヒーターやフロートスイッチを破損させたり、パックの端がヒーターに触れて焼けこげてしまうなど不慮のトラブルの心配もなく、安全面を確実にクリアしています。



内蔵タイプの操作パネル。

パックウォーマーは、取扱時にはどうしても本体に水がかかりやすいため、操作パネルはリトラクタブル方式を採用しています。これなら操作パネルの使用時以外は本体内部に収まった状態になり、加熱したパックを槽内から取り出す際などでも水がかかる心配がありません。パネル使用時は手前に引き出すだけ。このとき、操作パネルは、パネルの見やすさ、各種スイッチ類の扱いやすさを考慮し、床面に対しナナメ上向きに設定してあります。



週間タイマーを標準装備。

槽内は常に摂氏80°Cの高温を保持しなければならないため、安全性にはとくに配慮。CL-20、CL-30、CL-40いずれも加熱時間を予約できる週間タイマーを標準装備しています。あらかじめ曜日毎の使用時間に合わせた加熱設定が可能です。これにより、不必要な長時間の加熱による空焚事故を未然に防止します。



ニュー・バックウォーマー3機種のプロフィール

		CL-20	CL-30	CL-40
外形寸法		720(W)×430(D)×860(H)mm	720(W)×552(D)×860(H)mm	982(W)×522(D)×860(H)mm
内槽寸法		520(W)×330(D)×410(H)mm	520(W)×452(D)×410(H)mm	782(W)×423(D)×410(H)mm
使用水量		48ℓ	55ℓ	88ℓ
槽材質		ステンレスSUS316	ステンレスSUS316	ステンレスSUS316
カバー材質		ステンレスSUS304	ステンレスSUS304	ステンレスSUS304
電源		AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力		1.0kVA	1.4kVA	1.4kVA
設定温度		80°C	80°C	80°C
バック収容量	大	5枚	8枚	11枚
	中	12枚	17枚	26枚
	小	24枚	34枚	52枚
標準装備		週間タイマー・循環ポンプ 空焚防止装置及び漏電ブレーカー	週間タイマー・循環ポンプ 空焚防止装置及び漏電ブレーカー	週間タイマー・循環ポンプ 空焚防止装置及び漏電ブレーカー
付属品		バック仕切カゴ バック取出し用フック(2個)	バック仕切カゴ バック取出し用フック(2個)	バック仕切カゴ バック取出し用フック(2個)
重量		41kg	58kg	66kg

(注)バック収容量は、例えばCL-20の場合、大で5枚、中で12枚、小で24枚のそれぞれいずれかです。大、中、小、が全部入るという意味ではありません。

※仕様は、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

酒井医療株式会社

●本社 〒113 東京都文京区本郷3丁目15番9号 電話 東京(03)3811-7211(代)

●札幌営業所 〒064 札幌市中央区南18条西7丁目リパークマンション 電話(011)521-3030(代)
 ●盛岡出張所 〒020 盛岡市茶畑1-2-52 サンファミーユ茶畑1F 電話(0196)23-8671(代)
 ●仙台営業所 〒983 仙台市宮城野区萩野町3-1-2 電話(022)231-4481(代)
 ●東京営業所 〒113 東京都文京区本郷3-31-7 電話(03)3811-7141(代)
 ●埼玉営業所 〒332 埼玉県川口市西川口4-13-7 電話(0482)55-0451(代)
 ●横浜営業所 〒241 神奈川県横浜市旭区南希望が丘76-9 電話(045)362-4181(代)
 ●千葉出張所 〒270-14 千葉県印旛郡白井町根235-2 電話(0474)97-1910(代)
 ●名古屋営業所 〒460 名古屋市中区千代田2-6-12 電話(052)263-9867(代)
 ●金沢出張所 〒920 金沢市中央通町7-25 ラインアップビル 電話(0762)23-4420(代)

●大阪営業所 〒534 大阪市都島区都島中通3-17-5 電話(06)928-4321(代)
 ●広島出張所 〒730 広島市中区舟入木町11-8 電話(082)295-3901(代)
 ●高松出張所 〒760 高松市番町2-10-4 番町第2ビル 電話(0878)51-7461(代)
 ●福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅東3-5-16 神山ビル 電話(092)473-8481(代)
 ●鹿児島出張所 〒890 鹿児島市上之園町16-10 ケントハウスⅢビル 電話(0992)52-5251(代)
 ●フィットネス営業部 〒113 東京都文京区本郷3-15-9 電話(03)3811-7211(代)
 ●白井工場 〒270-14 千葉県印旛郡白井町根235-2 電話(0474)97-1911(代)
 ●長野工場 〒399-32 長野県下伊那郡御岳村河野9077 電話(0265)35-7337(代)
 ●白井事業所 〒270-14 千葉県印旛郡白井町平塚白井第2工業団地 電話(0474)91-1820(代)