

加圧式冷感パッド

コールドパッド

CP²

- コールドパッド
- フェースマスク
- ヘッドラップ

加圧方式で快適なクーリングダウン

適度な柔らかさを保つ独自のゲルを採用した
革新的コールドパッドCP²



独自のゲルの採用によって、「固定する」「冷やす」「圧迫する」という3つの要素をひとつに集約。従来のコールドパッドに比べて、快適で効果的なクーリングダウンを実現しました。

SAKAI

冷感パッド + 加圧方式の革新的コールドパッドCP₂

優れた機能の加圧式CP₂

コールドパッドを装着したままで空気を入れて膨張させ、固定できる加圧式ですから、バンデージや包帯などを必要としません。

柔軟性・耐久性に優れたソフトタッチカバー

柔軟性・耐久性に優れた特製のカバーを採用。冷却時にもしわが寄ったり反ったりすることなく、常に最高の冷感と快適感が得られます。また、お手入れもかんたんです。

コールドパッドCP₂の安全機能

- 破損防止のため、二重に封印されています。
- 必要部位に完全にくるりと巻けて、障害部分に360度の冷感・圧感をもたらします。
- 科学物質ではなく、粘生素材の独自のゲルを採用しました。
- 機能性と耐久性に優れた特殊ビニール製です。



※専用ポンプ(別売)
IMI-1704

独自のゲルを採用

長時間一定して、冷感と適度な柔らかさを維持する独自のゲルを採用しました。常に身体にぴったりとフィットしますので、パッドが薄くなったり固すぎて不快感を生じることがなく、快適なクーリングダウンができます。

豊富なCP₂ラインナップ・コレクション

腕用・手首用・膝用・足首「肘」用・フェイス用・首用・頭用の7種類をラインナップ。豊富なコレクションで必要部位に対応します。



●コールドパッドCP₂

仕様

- IMI-1700(小) 190×265mm/IMI-1800(中) 475×305mm(ジッパー付)
- IMI-1801(大) 640×385mm(ジッパー・ポンプ付)
- IMI-1802(特大) 640×385mm(ジッパー・ポンプ付)
- IMI-1803(アングル) 520×340mm(ジッパー・ポンプ付)
- IMI-1804(フェースマスク) 380×135mm(ミニポンプ・ベルクロバンド付)
- IMI-1805(ヘッドラップ) 370×90mm(ミニポンプ・ベルクロバンド付)

関連コレクション

●パッドクーラー 4141CD(186ℓ)



チルド冷蔵 -5~10℃
外形寸法:
W1200×D458×H800mm
電源:100V・1φ50/60Hz
冷却時消費電力:
1φ230/235W
製品重量:70kg
パッド収納数:コールドパッドCP₂ IMI-1801(大)2つ折
り2枚重ね状態で8枚

※据え付けには電気排水設備が必要です。



●パッドクーラー 201CD(474ℓ)

チルド冷蔵 -5~10℃
外形寸法:
W600×D800×H1905mm
電源:100V・1φ50/60Hz
冷却時消費電力:
1φ299/315W
製品重量:105kg
パッド収納数:コールドパッドCP₂ IMI-1801(大)2つ折
り2枚重ね状態で16枚

●平面状コールドパッド サイズ:小・中・大・特大・ 頭部/腰推用



酒井医療株式会社

●本社 〒113 東京都文京区本郷3丁目15番9号 TEL(03) 3811-7211(代)

- 札幌営業所 TEL(011) 521-3030(代)
- 盛岡営業所 TEL(0196) 23-8671(代)
- 仙台営業所 TEL(022) 231-4491(代)
- 高崎営業所 TEL(0273) 24-8421(代)
- 埼玉営業所 TEL(048) 255-0451(代)
- 千葉営業所 TEL(0474) 97-1910(代)
- 東京営業所 TEL(03) 3811-7141(代)
- 横浜営業所 TEL(045) 362-4181(代)
- 名古屋営業所 TEL(052) 263-9867(代)
- 金沢出張所 TEL(0762) 23-4420(代)
- 大阪営業所 TEL(06) 928-4321(代)
- 神戸出張所 TEL(078) 577-3632(代)
- 広島営業所 TEL(082) 871-0420(代)
- 高松出張所 TEL(0878) 41-3144(代)
- 福岡営業所 TEL(092) 473-8481(代)
- 鹿児島出張所 TEL(0992) 52-5251(代)
- 海外事業部 TEL(03) 3811-7211(代)
- 白井工場 TEL(0474) 97-1911(代)
- 長野工場 TEL(0265) 35-7337(代)
- 白井事業所 TEL(0474) 91-1820(代)

取扱店