



ジェイマー型油圧握力計

SH5001 送料 A ¥57,000

5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。

寸法	外形／248(L)×73(W)×140(H)mm
質量	710g
測定範囲	最大／90kgf以下



※ストラップは付属していません。

油圧ピンチゲージ

SH5005 送料 A ¥45,000

スタンダードな油圧式のピンチゲージです。

寸法	外形／137(L)×73(W)×42(H)mm
質量	240g
測定範囲	最大／20kgf以下



使用時

グリップD

SH401 (デジタル握力計) 送料 B ¥28,000

寸法	外形／約154 (W) ×235 (D) ×62 (H) mm
質量	約680g
表示	液晶3桁／100g単位
機能	オートパワーオフ／最終測定後約1分
測定範囲	5～100kg
電源	単4乾電池2本
連続使用時間	約100時間



100kg用

50kg用

スメドレー握力計

TTM-YO III (100kg用) 送料 C ¥10,000
TTM-YC III (50kg用) ¥11,000

寸法	外形／135 (W) ×215 (D) ×50 (H) mm
質量	約470g
表示	500g単位



使用時

バックD

SH402 (背筋力計) 送料 御見積 ¥48,000

寸法	外形／約315 (W) ×315 (D) ×328 (H) mm
質量	約3.7kg
表示	液晶4桁／500g単位
機能	オートパワーオフ／最終測定後約1分
測定範囲	20～300kg
電源	単4乾電池2本
連続使用時間	約100時間

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・作業療法

言語療法

自立支援機器

衛生

入浴装置

動作解析

機能検査

体力測定

人体測定