



ディスク・クリミネーター NEW

送料 A

DMG-512752

¥35,700

感覚受容器の分布密度を検査するデロン2点識別計。

検査針を皮膚にあて、2点と識別できる間隔を検査します。

ディスク1(2、3、4、5、6、7、8、25mm/1点)

ディスク2(9、10、11、12、13、14、15、20mm/1点)

寸法 68×68mm:針長/10mm

質量 1枚10g

材質 ディスク/プラスチック

振動覚音叉セット (たたき棒付)

送料 A

SOT-8641

¥35,000

皮膚の振動知覚をテスト。

30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。

音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。

寸法 30Hz(大)/320(L)×42(W)×12(H)mm

256Hz(小)/175(L)×35(W)×12(H)mm

質量 30Hz(大)/200g、256Hz(小)/約80g

材質 スチール・真鍮

[音叉たたき棒]

寸法 200(L)mm

質量 約40g

材質 ステンレス・ゴム

*寸法には団体差があります。

弁別能力検査器

送料 A

SOT-600 (大小・重量弁別)

¥68,000

大小・重量弁別能力を検査。

運動・動作能力の評価、トレーニングに重要となる感覚能力(大小弁別能力・重量弁別能力)を客観的・簡単に短時間で検査します。

寸法 アレンジトランク収納時/371(W)×300(D)×74(H)mm

質量 2kg

[構成] アレンジトランク、大小弁別合皮7種(4×4cm~7×7cm)、重量弁別ケース同型7種(10~130g)、検査用カーテン、デジタルタイマー(100分計)、大小弁別記録用紙、重量弁別記録用紙(マニュアル内)



評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・
作業療法

言語療法

自立支援
機器

衛生・
防災

入浴装置

動作解析

機能検査

体力測定

人体測定