


New  
2018.3



浅部・深部・広範囲  
1つのプローブで  
**3 超音波**  
3mode  
Ultrasound

# PHYSIO SONO


フィジオ ソノ

超音波治療器

医療機器認証番号：230ALBZX00001000  
管理医療機器（クラスII）・特定保守管理医療機器

本体 + 標準付属品セット 標準価格：698,000 円（税別）

※ 仕様や価格は変更する場合があります



## 0.1W/cm<sup>2</sup> 低出力超音波も搭載

1つの超音波プローブで、浅部モード、深部モード、さらに全体を広範囲でカバーできるオルタネートモード発信も可能です。

カラータッチパネルのシンプルな操作、バッテリー搭載で持ち運びもでき、院内からスポーツ現場まで、様々な場所でお使いいただけるコストパフォーマンスに優れた超音波治療器です。

0.1W/cm<sup>2</sup>  
**低出力超音波**  
Low intensity  
Ultrasound

3.5インチカラー  
**タッチパネル**  
Touch panel

実質1時間以上  
**バッテリー駆動**  
Battery operated

平型タイプ  
**固定プローブ**  
Flat type probe

別売付属品

フィジオアクティブHVで  
**コンビネーション**  
Combination

### + PHYSIO ACTIVE HV

## 接続するだけでコンビネーション治療

低周波治療器 フィジオアクティブHVの出力コードをフィジオソノに接続するだけで、超音波プローブから超音波と同時に、フィジオアクティブHVのハイボルテージ電流出力が可能です。

※ フィジオ アクティブ HV (認証番号227ALBZX00014000)



SAKAimed