


スプリントサンプル ご希望の方へ

これからスプリントを始める方や、新しい素材をお試しになりたい方のために、
各素材のカットサンプルをご用意しております。
サンプルのご依頼は、最寄りの営業所またはホームページよりお問い合わせください。



デモ・ワークショップ ご希望の方へ

スプリントのセミナーやワークショップの運営・開催をサポートしています。
院内で実施いただける約1時間の無料ショートレクチャーや、
有料の院内スプリントワークショップなど、小規模なプログラムにも対応しております。
開催形式や内容に関するご相談など、どうぞお気軽にお問い合わせください。
セミナーや院内ワークショップのご相談は、下記お問い合わせアドレス、
または最寄りの営業所、ホームページより承っております。



スプリントに関するお問い合わせはこちらから
splint@sakaimed.co.jp

セミナー情報



スプリントのセミナー、ワークショップの情報は、
ホームページにてご案内しております。

本カタログをご利用される方へ

- 本カタログ表示の価格は2026年4月現在のものです。
- 価格には消費税および送料は含まれておりません。別途申し受けます。
- 予告なしに価格を改定させていただく事がありますので、念のためご照会下さい。
- 輸入品のため納期がかかる場合がありますのでご了承ください。
- メーカーの都合により予告なく仕様変更等がある場合がありますのでご了承ください。
- 「届出番号」は医療機器届出番号の略称です。

【送料一覧】

納入先 地域	東 埼 千	京 玉 葉	神奈川 茨 城 群 馬 栃 木	福 静 岡 山 梨	島 岡 梨	宮 岐 長 野	城 阜 野	山 新 三 愛	形 渥 重 知	青 秋 岩 手 京 大 兵	森 田 福 和 歌 山 滋 奈 良	富 石 福 井 和 歌 山 滋 奈 良	山 川 井 賀 良 四 国	鳥 岡 山 根	取 山 島 根	山 福 岡	口 岡	熊 大 佐	本 分 賀	長 崎 鹿 児 宮 崎	北海道	沖 縄 離 島
送料区分																						
A	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	別途見積
B	830	830	940	1,100	1,100	1,210	1,320	1,430	1,540	1,650	1,760	1,760	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	別途見積
C	1,430	1,430	1,650	1,650	1,760	1,980	2,090	2,310	2,530	2,640	2,750	2,860	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	別途見積

- ・複数の場合の送料は割安になりますので別途見積をいたします。
- ・トラック便混載による標準運送費です。郡部及び中継地域の場合30%の割増中継費が加算される場合があります。（消費税は含みません）
- ・万一、輸送中に破損した商品がお手元に届きました際は、恐れ入りますが取扱輸送会社発行の事故証明書を当社までご送付下さい。事故証明のない場合は、弊社では責任を負いかねる場合がございます。

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

札幌営業所（北海道）
盛岡営業所（青森・秋田・岩手）
仙台営業所（宮城・山形・福島）
新潟営業所（新潟）
長野営業所（山梨・長野）
埼玉営業所（埼玉・群馬・栃木）
千葉営業所（千葉・茨城）
東京営業所（東京）
横浜営業所（神奈川・静岡）
名古屋営業所（愛知・岐阜・三重）
金沢営業所（石川・富山・福井）
関西第1営業所（大阪・和歌山・奈良）
関西第2営業所（京都・滋賀・兵庫）
広島営業所（広島・岡山・山口・鳥取・島根）
高松営業所（香川・徳島・愛媛・高知）
福岡営業所（福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄）
鹿児島営業所（鹿児島・宮崎）

Tel: 011-780-5570
Tel: 019-656-5336
Tel: 022-390-6840
Tel: 025-278-4777
Tel: 0263-40-5014
Tel: 048-662-4560
Tel: 047-497-3691
Tel: 03-5227-5779
Tel: 03-5227-5776
Tel: 045-590-5485
Tel: 052-263-9867
Tel: 076-292-1161
Tel: 06-6386-3545
Tel: 06-6386-3545
Tel: 082-830-0420
Tel: 087-879-8840
Tel: 092-588-9331
Tel: 099-219-7250

取扱店


rolyan
for Hand Therapy.

Splinting Materials

スプリントマテリアル



SAKAimed
明日に踏み出すチカラ。酒井医療



ロリアンスプリント

スプリント素材は、65℃～75℃のお湯で1～2分加熱すると柔らかくなる
低温熱可塑性のプラスチックシートです。
その素材の材質や厚さ、穴のあき方などでモーディング性や装着感も異なります。
その材質特長や加工性などを把握していただくだけでも製作時間は大幅に短縮します。
目的やお好みで使い分けてください。

伸張性

伸張性は、加温時のシートの柔らかさや伸び加減を表します。伸張性が高いほど柔らかく伸びますので、ドレープを利用してモーディングができます。逆に伸張性が低い素材はコシがあり、製作中の型崩れを起こしにくくなります。

コーティング

表面をコーティングしてある素材は、加温時でも指紋がついたりベタベタしたりせず、綺麗に仕上がります。

●コーティングのはがし方

シート同士を接着する場合は、除光液等で表面のコーティングを拭きとるか、カッターやサンドペーパー等で削ってください。

厚さ

1.6mm

標準的なスプリントの半分の厚さで、常温の時でもはさみで簡単に切れます。小児のスプリント、指や手掌のスプリントに適しています。

2.4mm

軽く適度なサポート力があります。関節炎などを広範囲に保護するスプリントや、親指～上腕のスプリントに適しています。

3.2mm

しっかりしたサポートができる標準的なスプリントです。上肢～下肢のスプリント、瘻性や骨折のスプリントに適しています。

穴のあき方

Solid（穴なし）

硬く、高い強度があります。

Perforated（穴あき）

強度を失わずに適度な穴が空いています。サムホールなど穴をくり抜く時にハサミの切先を穴に差入れることができるので作業効率が上がります。

Super Perforated（穴あき）

優れた通気性と弾力性があり、軽量です。強度を必要とする場合には厚いシートを選んで下さい。

%は表面積あたりの穴の空いている割合を示しています。

スプリントシート特長一覧表

	形状記憶性素材						非形状記憶性素材							
	アクアプラスト-T			アクアプラストウォーターカラーズ			ポリフォーム		ポリフレックスⅡ		テイラースプリント		イージーフォーム	
														
特 長	100%形状記憶性素材で簡単に作れます。種類が豊富で、特に人気のある素材です。			鮮やかな発色のアクアプラスト。小児用スプリントに多用されています。			加温時の伸張性が高く柔らかくなるので、非常にきれいで硬い仕上がりになります。		ポリフォームより伸張性を低くし、程よい伸張性を提供します。扱いやすい2.4mm厚もあります。		養成校の授業用に開発された万能タイプの素材です。耐久性より作りやすさを求めた4枚入りです。		伸張性が低く、型崩れのない素材です。非コーティングタイプで簡単に熱圧着が可能です。	
形状記憶性	100%						なし							
伸 張 性	○			○			◎		○		○		△	
モールドイング テクニック	ラッピング法						ドレープ法						ピンチ法	
加温時に 型崩れしにくい	○			○			△		△		△		◎	
熱圧着が しやすい	○			○			○		○		○		◎	
加温時に べとつかない	◎			◎			◎		◎		◎		○	
厚 さ	3.2mm	2.4mm	1.6mm	3.2mm	2.4mm	1.6mm	3.2mm	1.6mm	2.4mm	1.6mm	3.2mm	2.4mm	1.6mm	3.2mm

【参考】スプリントに関連する診療報酬 (令和8年6月現在)

医科点数表（抜粋）

■ J122 四肢ギブス包帯	
1. 鼻ギブス	310点
2. 手指及び手、足（片側）	490点
3. 半肢（片側）	780点
4. 内反足矯正ギブス包帯（片側）	1,140点
5. 上肢、下肢（片側）	1,200点
6. 体幹から四肢にわたるギブス包帯（片側）	1,840点

■ J129 義肢採型法	
1. 四肢切断の場合（一肢につき）	700点
2. 股関節、肩関節離断の場合（一肢につき）	1,050点

■ J129-2 練習用仮義足又は仮義手採型法	
1. 四肢切断の場合（一肢につき）	700点
2. 股関節、肩関節離断の場合（一肢につき）	1,050点

■ J129-3 治療用装具採寸法（一肢につき）	200点
--------------------------	------

■ J129-4 治療用装具採型法	
1. 体幹装具	700点
2. 四肢装具（一肢につき）	700点
3. その他（一肢につき）	200点

■ J400 特定保険医療材料

056 副木（詳細は下表参照）

【定義】次のいずれにも該当すること。

- 業事法承認又は認証上、類別が「医療用品(5)副木」であって、一般名称が「足指セパレータ」、「腱膜瘤防護具」、「手・指用副木」、「伸縮式手足用副木」、「鼻腔内副木」、「成形副木」、「単回使用パッド入り副木」、「真空成形型副木」、「体外式鼻用副木」又は「成形型副木」であること。
- 骨折患者の安静維持、良肢位の確保を目的として、骨折部位周辺を外部より支持固定する固定用材料であること。

● 軟化成形使用型

	材料価格	定 義
① 手指・足指用	1,380円	軟化成形使用型(手指・足指用) 次のいずれにも該当すること。 ア) 手部又は足部の骨折部位を支持固定する材料であること。 イ) 骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
② 上肢用	1,770円	軟化成形使用型(上肢用) 次のいずれにも該当すること。 ア) 上腕から前腕又は前腕から手部の骨折部位を支持固定する材料であること。 イ) 骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
③ 下肢用	4,700円	軟化成形使用型(下肢用) 次のいずれにも該当すること。 ア) 大腿部から下腿部又は足部から下腿部の骨折部位を支持固定する材料であること。 イ) 骨折部位を強固に又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
④ 鼻骨用	1,030円	軟化成形使用型(鼻骨用) 次のいずれにも該当すること。 ア) 鼻稜部から顔面部の骨折部位を支持固定する材料であること。 イ) 骨折部位を強固又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。
⑤ シート状	1,380円	軟化成形使用型(シート状) 次のいずれにも該当すること。 ア) 手部若しくは足部の骨折部位、上腕から前腕若しくは前腕から手部の骨折部位、大腿部から下腿部若しくは足部から下腿部の骨折部位又は鼻稜部から顔面部の骨折部位を支持固定するシート状の材料であること。 イ) 骨折部位を強固又は特異的な肢位に固定する必要がある患者に対し、加熱等により軟化させ必要な形状に成形して使用するものであること。

スプリントシート

「ロリアン」は、スプリント製品のトップブランドです。
それぞれ特長を持つ各種スプリントシートを豊富にラインナップしています。

■アクアプラスト-T

〈届出番号13B2X00081000014〉

一般

（副木）

仕上がり 標準

加温70〜75℃

伸張性 標準

コーティング

形状記憶

形状記憶性100%の素材で、最適な加温状態になると透明になります。
扱いやすく養成校の教材として、広く使われています。加温したシートを多少引き伸ばして患部をラッピングすると、患部にピッタリと密着しますので、モールドイングも簡単です。

作成例：サムスパイカ

各種スプリント
作成方法を
動画で公開中！

酒井医療 ホームページよりご覧ください。
酒井医療 スプリント

型 式	形 状	寸法 (mm)	厚 さ	色	入 数	価 格		
A962-10	穴なし	中判 460×610	3.2mm	ホワイト	1枚	¥21,200		
A962-20	42% 穴あき					¥22,900		
A962-30	1% 穴あき		2.4mm			¥22,200		
A962-70	穴なし					¥15,400		
A962-71	38% 穴あき	1.6mm				¥18,200		
A962-090	2% 穴あき					¥16,600		
A962-40	穴なし					¥13,000		
A962-541	13% 穴あき					¥17,200		
A962-54	19% 穴あき					¥17,200		

■アクアプラスト ウォーターカラーズ

〈届出番号13B2X00081000014〉

一般

（副木）

仕上がり 標準

加温70〜75℃

伸張性 標準

コーティング

形状記憶

アクアプラストのカラーバージョンです。素材特性はアクアプラストと同じですが、好みに合わせたカラーを選択できるので、小児向けなどに喜ばれています。

レッド	パープル	チャコール	ベージュ	形状	寸法 (mm)	厚 さ	入 数	価 格	
A963-110	A963-100	A963-32	A962-31	穴なし	中判 460×610	3.2mm	1枚	¥23,200	
A963-111	A963-101	A963-21	A962-32	19% 穴あき				¥24,300	
A963-112	A963-102	————	A962-57	穴なし		2.4mm		¥17,200	
A963-113	A963-103	————	A962-58	19% 穴あき				¥18,900	
————	————	A963-23	A962-41	穴なし	1.6mm			¥15,700	
————	————	A963-24	A962-42	19% 穴あき				¥18,900	

■アクアチューブ

〈届出番号13B2X00081000014〉

一般

（副木）

アクアプラストの素材を空洞のチューブ状にしました。細いチューブは指用スプリント、太いチューブはダイナミックスプリントのガイドに使用できます。
他のスプリント素材と組み合わせることもできます。

8字スプリント

型 式	長さ	内径	外径	色	入 数	価 格
A962-51(細)	610mm	1.6mm	4.8mm	ホワイト	1本	¥2,000
A962-52(中)		3.2mm	6.4mm			¥2,400
A962-53(太)		3.2mm	9.5mm			¥3,200

■アキュプラス-T						
型 式	形 状	寸法 (mm)	厚 さ	色	入 数	価 格
A962-10	穴なし	中判 460×610	3.2mm	ホワイト	1枚	¥21,200
A962-20	42% 穴あき					¥22,900
A962-30	1% 穴あき		¥22,200			
A962-70	穴なし		¥15,400			
A962-71	38% 穴あき		¥18,200			
A962-090	2% 穴あき		¥16,600			
A962-40	穴なし		¥13,000			
A962-541	13% 穴あき		¥17,200			
A962-54	19% 穴あき		¥17,200			

各種スプリント
作成方法を
動画で公開中！

酒井医療 ホームページよりご覧ください。
酒井医療 スプリント

ターカラーズ								
レ	チャコール	ベージュ	形状	寸法 (mm)	厚さ	入数	価 格	
00	A963-32	A962-31	穴なし	中判 460×610	3.2mm	1枚	¥23,200	
01	A963-21	A962-32	19% 穴あき				¥24,300	
02	————	A962-57	穴なし		2.4mm		¥17,200	
03	————	A962-58	19% 穴あき				¥18,900	
—	A963-23	A962-41	穴なし		1.6mm		¥15,700	
—	A963-24	A962-42	19% 穴あき				¥18,900	

■ウルTRASイン

アクアプラストをテープ状にしました。ギザギザしたエッジの上にあて、ヒートガンで加温すれば、簡単にエッジ処理が行えます。接着部の補強にも活用されています。

型 式	幅	長さ	価 格
A964-22	1.9cm	7.6m	¥8,700

■ポリフォーム

〈届出番号13B2X00081000014〉

一般

（副木）

仕上がり 硬

加温65〜70℃

伸張性 高

コーティング

加温後優しく撫でるだけで、複雑な凹凸に対しても形を整えやすく、スミージングも簡単です。装着感に優れており、仕上がりも頑丈です。

作成例：コックアップスプリント

型 式	形 状	寸法 (mm)	厚 さ	色	入 数	価 格
A292-01	穴なし	中判 460×610	3.2mm	ホワイト	1枚	¥17,400
A292-012	1% 穴あき					¥17,800

■ポリフォームライト

型 式	形 状	寸法 (mm)	厚 さ	色	入 数	価 格
A292-13	穴なし	小判 305×460	1.6mm	ホワイト	4枚	¥36,400

■テイラースプリント

〈届出番号13B2X00081000014〉

一般

（副木）

仕上がり 標準

加温65〜70℃

伸張性 標準

コーティング

学生向けに扱いやすさを追求した素材です。厚さを使い分けることで殆ど全てのスプリントに対応し、しかも美しく仕上がります。

作成例：フットドロップスプリント

作成例：サムスパイカ

型 式	形 状	寸法 (mm)	厚 さ	色	入 数	価 格	
A297-001	穴なし	中判 460×610	3.2mm	ベージュ(淡)	4枚	¥68,400	
A297-002	1% 穴あき					¥70,600	
A297-010	穴なし		2.4mm			¥65,100	
A297-011	1% 穴あき		1.6mm			¥67,300	
A297-003	穴なし	小判 305×460				¥42,400	

■ポリフレックスII

〈届出番号13B2X00081000014〉

一般

（副木）

仕上がり 硬

加温65〜70℃

伸張性 高

コーティング

程良い伸張性と滑らかな仕上がりで扱いやすい素材です。

作成例：サムスパイカ

作成例：フットドロップスプリント

型 式	形 状	寸法 (mm)	厚 さ	色	入 数	価 格
A292-901	穴なし	中判 460×610	2.4mm	ホワイト	1枚	¥15,200
A292-902	1% 穴あき					¥16,300
A292-7	穴なし	小判 305×460	1.6mm		4枚	¥38,000

■イーザーフォーム

〈届出番号13B2X00081000014〉

一般

（副木）

仕上がり 硬

加温70〜75℃

伸張性 低

自着性

伸張性が低いため、加温時でも型崩れしにくく、あらかじめ大まかな形を作っておくこともできます。また、できあがり硬く、自着性がありますのでモールドイングの際にすれにくく、大きな関節や安静用スプリントに適しています。

作成例：産性用スプリント

作成例：シューホーンブレース

型 式	形 状	寸法 (mm)	厚 さ	色	入 数	価 格
A577-01	穴なし	中判 460×610	3.2mm	ホワイト	1枚	¥19,000
A577-04	1% 穴あき					¥20,400

プレカット

スプリントシートを、よく使うパターンにカットしました。
採型、カットの手間を省き、短時間で製作できます。

ドーサル・コックアップ

Dorsal Wrist Cock-Up Splint

送料A

〈届出番号13B2X00081000022〉

一般

（副木）

背側タイプのコックアップスプリントです。掌側の接触面が少ないので快適性が高く、キーボード操作をする人などに向いています。



型 式	形 状	寸法	厚さ	素材	入数	価 格
A152-1	穴なし	S (5.1～7.3cm)	3.2mm	アクアブラスト	1枚	¥4,700
A152-7		SM (7.4～7.6cm)				¥5,100

レスティングパンミット

Resting Pan Mitt Splint

送料A

〈届出番号13B2X00081000022〉

一般

（副木）

ナйтスプリントなど安静肢位の保持に適しています。



型 式	形 状	寸法	厚さ	素材	入数	価 格
A762-SE	穴なし	S (7.7～8.9cm)	3.2mm	イーザーフォーム	3枚	¥21,500

ガントレット・サムスパイカ

Gauntlet Thumb Spica Splint

送料A

〈届出番号13B2X00081000022〉

一般

（副木）

母指のMP関節とCM関節の固定の際によく利用されます。軽く通気性が高いので装着感が良い上、母指をしっかりと固定します。



型 式	形 状	寸法	厚さ	素材	入数	価 格
A678-91	穴あき (オブティパーフ)	S (7.7～8.9cm)	1.6mm	アクアブラスト	3枚	¥8,200
A678-92		M (8.9～11.3cm)				¥8,600

ファンクショナルポジション

Functional Position Splint

送料A

〈届出番号13B2X00081000022〉

一般

（副木）

機能的肢位の保持を目的としたスプリントです。



型 式	形 状	寸法	厚さ	素材	入数	価 格
A310-SA1	穴なし	S (7.7～8.9cm)	3.2mm	アクアブラスト	3枚	¥13,000

ストラップ


※製造工程上、ストラップ関連商品は分割されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

通常は、ベルクロ・フック(接着性)をスプリント本体に装着し、ベルクロ・ループ(ブレーン)を巻きつけて身体へ固定します。
その場合には★印のついたベルクロを選んでください。

ベルクロ・フック (オス)

送料A

Velcro Hook



型式(ホワイト)	型式(ベージュ)	寸 法	価 格
AA9462HA	AA9462HH	2.5cm×25m	¥6,700
AA9463HA	AA9463HH	5cm×25m	¥11,400


型式(ホワイト)	型式(ベージュ)	型式 (ブラック)	寸 法	価 格
AA9466HA ★	—	AA6015HB	2.5cm×25m	¥9,500
AA9467HA ★	AA9467HH	—	5cm×25m	¥16,500

※接着性は、ベルクロの裏面に接着剤がついています。
※接着性のベルクロをカットするのに適したフッ加工のハサミがあります。（P13参照）

ベルクロ・ループ (メス)

送料A

Velcro Loop



型式(ホワイト)	型式(ベージュ)	型式(ブラック)	寸 法	厚さ	価 格
AA9462LA★	AA9462LH	AA6019LB	2.5cm×25m	1.6mm	¥6,700
AA9463LA★	AA9463LH	AA6022LB	5cm×25m		¥11,400


型式(ホワイト)	型式(ベージュ)	寸 法	厚さ	価 格
AA9466LA	AA9466LH	2.5cm×25m	1.6mm	¥9,500
AA9467LA	—	5cm×25m		¥17,300

※接着性は、ベルクロの裏面に接着剤がついています。

ベルクロ・フック(オス) コイン／タブ

送料A

Self-Adhesive Hook



品 名	型 式	寸 法	数 量	価 格
ベルクロ・フックコイン	AA9469H	φ2.2cm	200個	¥5,900
ベルクロ・フックタブ	09142-5107	2.5×6.4cm	120個	¥13,500

薄型フック(接着性)

送料A

Hook sticky back



型 式	寸 法	色	数 量	価 格
AA6007HB	8×3.8cm	ブラック	約100個	¥16,500

フック・ツーサイド

送料A

Hook Two-Side



型 式	寸 法	色	数 量	価 格
AA6003HB	φ3.8cm	ブラック	約100個	¥17,700

ソフトストラップ

クッション性、伸縮性のある各種素材を用意しました。
用途に合わせて最適な素材をお選びください。

※製造工程上、ストラップ関連商品は分割されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ソフトストラップ(メス)

送料A
SoftStrap Strapping Material

6.4mmの厚さのクッション状のストラップ素材で、ベルクロ・フックと組み合わせて使用します。装着感がソフトなので、ストラップが喰い込みそうな部位や皮膚の弱い方にはベルクロ・ループの代わりにおすすめです。



人気
NO.1
ロングセラー

■ソフトストラップ(メス)

型 式	寸 法	厚 さ	色	価 格
A349-60	2.5cm×9m	6.4mm	ベージュ	¥7,000
A349-61	5cm×9m			¥10,100

エラスティックループ

送料A
Elastic Loop

伸縮性のあるニット素材のループ。両面ニット素材のループストラップです。全てのストラップで使用可能です。



■エラスティックループ

型 式	寸 法	色	価 格
AA6028LB	2.5cm×12.5m	ブラック	¥19,800

セクラブル(メス)

送料A
Securable Strapping Material

ソフトで伸びないストラップ。片面ループ地、片面ナイロントリコットのストラップ。ループの面はベルクロ・フックと組み合わせて使用します。



クッション性
Soft

■セクラブル(メス)

型 式	寸 法	厚さ	色	価 格
A809-1	2.5cm×9m	3.2mm	ホワイト	¥7,000
A809-2	5cm×9m			¥12,000

エラスティックストラップ

送料A
Elastic Strap

ストレッチ素材のパッド性を併せ持つ伸縮自在の新しいストラップ。両面ともフックに対応するフェルト地のループストラップです。



■エラスティックストラップ


【付属品】フック・ツースайд(20個)

型 式	寸 法	入数	価 格
AA6002ES	3.8×60cm	10本	¥16,000

セクラブルⅡ(メス)

送料A
SecurableⅡ Strapping Material

極薄のソフトパッドの両面にループの繊維を貼り付けた、ソフトで伸びないストラップです。



高品質
High quality


■セクラブルⅡ(メス)

型 式	寸 法	厚さ	色	価 格
A809-8	2.5cm×9m	3.2mm	ホワイト	¥10,000
A809-12	5cm×9m			¥16,500

Rフォーム2 ソフトストラップ(メス)

送料A
RFoam-2 Strapping Material

内側にスポンジ素材が入っているソフトなストラップです。ベルクロ・フックと組み合わせて使用します。



廉価版
Low price

■Rフォーム2 ソフトストラップ(メス)


型 式	寸 法	厚 さ	色	価 格
A349-51	5cm×4.6m	6.4mm	ブルー	¥4,300

ネオプレン／バックル

ネオプレン

送料A
Neoprene

ネオプレンゴムの片側にナイロン製のライナーを、反対側にはバイル地で施した製品で、ベルクロ・フックと組み合わせて使用できます。素材自体に保温性がありますので、関節炎のスプリントに適しています。また、伸縮性にも優れているので、スプリントのストラップに使用すると快適にフィットします。



■ネオプレン シートタイプ

型 式	寸 法	ネオプレンゴムの厚さ	厚 さ	色	価 格
09116-5984	46×61cm	2mm	約5mm	ベージュ	¥20,200
09116-6032		3mm	約6.5mm		¥20,700

ロールタイプ

型 式	寸 法	ネオプレンゴムの厚さ	厚 さ	色	価 格
09106-1936	5cm×3.2m	3.2mm	約6.5mm	ベージュ	¥10,700

ストラップリング

送料A
Strap Ring

丈夫なポリマーリングで、ストラップの張りを調整。片手でストラップを締め付けたい時は、ストラップリングを使用すると簡単に付け外しができるようになります。

※ストラップは両面ループタイプのセクラブルⅡなどがおすすめです。



■ストラップリング

型 式	寸 法	入 数	価 格
SOT-625	25mm	25個	¥2,600
SOT-650	50mm	25個	¥5,200

ラピッドストラップキット

送料A
Rapid Strap™ Kit

付属のストラップにYタブとエンドループを取り付けることで、ミシンや接着剤を使わずにDリングストラップを作成できます。



■ラピッドストラップキット

【構成】ストラップ2巻(1巻:4.5m)、Yタブ10個、エンドループ10個

型 式	内 容	価 格
09-131-7452	2.5cm×10組	¥14,400
09-131-7460	5cm×10組	¥21,700

PPウェビング

送料A
Webbing

ストラップやつり包帯用の帯ひも。



■PPウェビング

型 式	寸 法	材 質	価 格
WB-25PP	2.5cm×50m	ポリプロピレン	¥13,900
WP-50PP	5cm×50m		¥27,700

パディング

より良い装着感と臨床的配慮のために、用途に合わせて多様なパディング材を用意しました。スプリントの他、自助具のパディング材にも利用できます。

ポリクッション

送料A
Polycushon Padding

クローズド・セル(独立気泡)構造のクッションシート。汗やバクテリアや悪臭を吸収することがなく、清潔にお使い頂けます。



■ポリクッション (接着性)				
型 式	寸 法 (mm)	色	数 量	価 格
091566041	450×610×3.2(薄型)	ブラック	4枚	¥17,000

モールスキンロール

送料A
Moleskin Rolls

フェルト素材の内貼接着シート。



■モールスキンロール (接着性)				
型 式	寸 法 (mm)	色	価 格	
A438-1	300×4.6m×0.8	ベージュ	¥27,600	

プラステゾーテ

送料A
Plastazote Foam

薄いクッション性のパディング材。




■プラステゾーテ (接着性)				
型 式	寸 法 (mm)	色	価 格	
DMG-195873	150×910×1.6	ベージュ	¥6,200	

※ 製品特性上、温度や湿度でソフト部が膨張し、接着面が露出する場合がありますのであらかじめご了承ください。

フック

送料A
Finger Hooks

市販の接着剤を使用して、指の爪に簡単につけられます。



■フック		
型 式	数 量	価 格
SOT-4281	100個	¥2,100

ストッキネット

送料A
Rolyan Polypropylene Stockinette

スプリントの下に装着することで、汗を吸収し汚れを防ぎます。長時間の装着の場合でもストッキネットを交換することで、衛生的で肌触りの良い装着感を維持できます。材質はポリプロピレンですので洗濯しても伸びにくく経済的に使用できます。




■ストッキネット			
型 式	寸 法	色	価 格
A434-2	5cm×10m	ホワイト	¥7,300
A434-3	7cm×10m		¥9,400

※製造工程上、2本に切断されている場合がありますので、ご了承ください。

クッションフォーム

送料A
Rolyan Contour Foam

圧力をかけた部分がゆっくりと元に戻ります。薄いものはスプリントに、厚いものは車椅子の座席や肘・かかと等のクッションとして使用できます。



■クッションフォーム					
型 式	寸 法 (mm)	色	数 量	価 格	
A488-1 (接着性)	410×610×9 (薄型)	ブルー	2枚	¥18,100	
A488-2 (非接着性)	410×610×25 (厚型)		1枚	¥16,100	

ラップオンフィンガーフック

送料A
Wrap-on Finger Hooks

〈届出番号13B2X00081000036〉

一般

爪先に直接フックを付けられない場合に指先へ装着させます。




■ラップオンフィンガーフック			
型 式	数 量	価 格	
A428-3	5個	¥8,600	

アクセサリ

形状記憶ワイヤー

送料A
Shape Memory Wire



ステンレス線(ピアノ線)と比べ、抜群の耐久性でへたりにくい高品質ワイヤー。スパイダースプリントの作成に最適。

■形状記憶ワイヤー			
型 式	寸 法	数 量	価 格
WIRE-10	φ1mm×400mm	5本	¥6,000

ステンレス線(ピアノ線)

送料A
Stainless Wire

コイルやアウトリガーなど用途に合わせて3種類の太さからお選びください。



■ステンレス線(ピアノ線)			
型 式	寸 法	価 格	主な使用例
AS-S07	φ0.7mm×10m	¥1,970	カベナスプリントなど
AS-S10	φ1.0mm×10m	¥1,970	スパイダースプリントなど
AS-S12	φ1.2mm×10m	¥2,300	セーフティピン、ナックルバンダーなど

フィンガースリング

送料A
Ultrasuede Finger Slings

合成皮革製の薄く快適なスリングです。




■フィンガースリング			
型 式	寸 法 (mm)	数 量	価 格
T-C7791	100(L)×25(W)	100個	¥9,800

スパイラルばね

送料A
spiral spring

らせん状のばね構造により、ねじれや曲げに柔軟に対応。橈骨神経麻痺スプリントや母指内転拘縮開大用スプリントの作成に最適。




■スパイラルばね			
型 式	寸 法 (mm)	数 量	価 格
8100	10(W)×150(D)×1.9(H)	10本	¥2,700

スクリューリベット

送料A
Aluminium Screw Rivets

スプリント材同士やヒンジ、ストラップを固定するネジ式リベットです。



■スクリューリベット			
型 式	数 量	寸 法 (mm)	価 格
SOT-3674 4.8mm用	50個	4.5×4	¥6,500
SOT-3676 6.4mm用	50個	4.5×6	¥6,500

スプリントツール

スプリント製作に使用する各種ツールを用意しました。

昇降式リハビリテーブル

送料 御見積
Height Adjustable Work Table

患者さんと対面でスプリントを製作するのに適した省スペースなテーブルです。高さ調節式。



■昇降式リハビリテーブル


型 式	天板材質	寸 法 (mm)	質 量	価 格
SOT-800N	天然木	880(L)×570(W)×645〜825(H)	約25kg	¥199,000
SOT-800M	木目		約27kg	¥177,000

●支柱材質：銅板、メラミン焼付塗装 ●天板材質：N/天然木、M/メラミン化粧板
●昇降機構：ガススプリング(1本)ロック式 ●脚部：前輪2脚／自在キャスター、後輪2脚／リフトロックキャスター

スプリントカート

送料 F
Splint Cart

スプリント製作に必要な道具と素材一式を収納するカート。病棟や診察室など、患者さんの居る場所にセラピストが移動でき、活動範囲が広がります。



■スプリントカート

型 式	寸 法 (mm)	質 量	価 格
SOT-178	650(W)×650(D)×900(H)	約25kg	¥195,000

●キャスター：φ100mm、後2輪ストッパー付
●付属品：引き出し式サイドテーブル、樹脂トレー、サイドネット、テーブルタップ、シートスタンド、ファイルボックス、バスケット、ベルクロ(フック&ループ)

ヒートパン

送料B
Heat Pan

サーモスタットが適水温を保持して良好な製作環境を提供します。



※本体にはフタとヒートパンネットが付属しています。
※ヒートパンネットを使わずに、シートを加温すると底面に貼り付きまのでご注意ください。

■ヒートパン

型 式	寸 法 (mm)	質 量	価 格
TAH-1202	外寸: 427(W)×297(D)×200(H) 内寸: 372(W)×262(D)×114(H)	約6kg	¥108,000

電源：AC100V 消費電力：720W 付属品：上蓋、ヒートパンネット
温度調節：40〜100℃ 容積量：12ℓ

ヒートパンネット

送料A
Heat pan Netting

スプリントシートを何枚か同時に温める際にシートの間に入れたり、シートの形を崩さないようにお湯から上げるときなどに使用します。



■ヒートパンネット

型 式	寸 法 (mm)	価 格
SOT-530N (大)	380×610	¥4,200
SOT-530NS (小)	380×230	¥3,000

揃えておきたい道具


スタティックスプリント用			
	品 名	型 式	備 考
材 料	アクアブラストT	A962-090	2.4mm2%穴あき
	アクアブラストT	A962-541	1.6mm13%穴あき
	ポリクッション	091566041	3.2mm厚
	ストッキネット	A434-2	5cm幅
	ベルクロループ	AA9462LA	白2.5cm 幅25m
	ベルクロループ	AA9463LA	白5cm 幅25m
	ベルクロフック	AA9466HA	白2.5cm 幅25m接着性
	ソフトストラップ	A349-61	5cm幅
	セクラブルII	A809-12	5cm幅
器 材	ヒートパン	TAH-1202	
	ヒートガン	A3160	
	スプリントカッター	AA4004	
	万能バサミ	091046713	
	スプリントバサミ (直)	8000、AS-2120	
	スプリントバサミ (反)	8001、AS-2121	
	ネバノン	DSN-210、NBN-170	フッ素加工バサミ
	リボリベングパンチプレイヤー	HRR840RP225P	

はさみ(スプリントバサミ)

送料A
Splinting Scissors

一般

スプリントシートの細部の加工用のはさみです。刃先がカーブしているタイプは、曲線を切るのに適しています。



■はさみ (右利き用) 〈届出番号13B3X00141D00001〉

型 式	寸 法	価 格
AS-2120(直)	16cm	¥6,000
AS-2121(反)	16cm	¥6,000
8000(直)	14.5cm 両鋭	¥4,000
8001(反)	14.5cm 両鋭	¥4,000

■はさみ (左利き用) 〈届出番号12B3X00002000001〉

型 式	寸 法	価 格
B022-0288-L(直)	14.5cm 両鋭	¥10,000
B022-0307-L(反)	14.5cm 両鋭	¥10,000
B022-0286-L(直)	14.5cm 両鈍	¥10,000
B022-0305-L(反)	14.5cm 両鈍	¥10,000

ソルダリングアイロン

送料A
soldering iron

細部のエッジ処理や接合面の熱圧着など、より短時間で簡易的に加熱したいときに最適。



■ソルダリングアイロン

型 式	寸 法 (mm)	質 量	価 格
MSD-20	40(W)×180(D)×25(H)	62g(電池除く)	¥2,700

電源：単3形電池3本(アルカリまたはニッケル水素電池)、連続使用時間：約40分(アルカリ電池)、約60分(ニッケル水素電池)、こて先温度：450℃以上

ネバノン

送料A
Non-Stick Scissors

二段スペシャルコーティングで接着性ベルクロのベタツキ解消。



■ネバノン NBN-170／ネバノン DSN-210

型 式	材質	長さ	質量	価 格
NBN-170	ステンレス	170mm	58g	¥3,470
DSN-210		210mm	103g	¥3,730

万能バサミ

送料A
Super Shears

「Ginger」のプロ仕様ハサミ。スプリントシートをカットしやすい大型タイプ。




■万能バサミ

型 式	材質	長さ	質量	価 格
091046713	ニッケルクロム鋼	200mm	170g	¥19,500

スプリントカッター

送料A
Utility Knife

スプリントシートを切る時に力が入れやすいカッターです。



■スプリントカッター

型式	長さ	質量	価 格
AA4004	150mm	125g	¥6,000

ヒートガン

送料A
Heat Gun

熱を一点に集めるためのピンポイントノズルと、手で持たずに使えるスタンドがついています。



■ヒートガン

型 式	寸 法 (mm)	質 量	価 格
A3160	215×200×75	950g	¥17,000

電源：AC100V 消費電力：1kw スイッチ：熱風(最高450℃)・切・冷風

スプリントツール

スプリント製作に使用する各種ツールを用意しました。

リボルピングパンチプライヤー

送料C
Pouch

穴の大きさを6段階に切り替えられます。



■リボルピングパンチプライヤー

型 式	寸法 (mm)	穴の大きさ (mm)	質 量	価 格
HRR840RP225P	225 (L)×80 (W)	φ2、2.5、3、3.5、4、4.5	300g	¥5,800

エッジフィニッシャー

送料A
Edge Finisher

スプリントのエッジを手早く処理する道具です。



※商品の色は写真と異なる場合があります

■エッジフィニッシャー

型 式	寸法	質 量	価 格
A371-42	160mm	60g	¥6,500

手指用ゴニオメーター

送料A
Finger Goniometer

ハンドセラピー専用の小関節向けゴニオメーターです。



■手指用ゴニオメーター

型 式	寸法	質 量	価 格
SPR-627	105mm	25g	¥3,900

●材質:プラスチック ●測定範囲: -30°~120°

エマジンバサミ

送料A
Bandage Scissors

刃先にガードが付いているので、身につけたままのストッキングや衣服を切る時でも安全です。
スプリントの切断には強度が足りません。




■エマジンバサミ

型 式	材 質	長 さ	質 量	価 格
A371-9	特殊ステンレス	200mm	50g	¥2,600

メジャー

送料A
Measure




■メジャー

型 式	長 さ	価 格
W8A-2m	2m	¥430

グリップサポート

送料A
Grip Support

ネオプレンゴムをT字型に加工したデザインで、把持のサポートなどにアイデア次第で多様な活用ができます。



■グリップサポート

型 式	寸法 (mm)	質 量	価 格
COP-GS1	800 (L)×240 (W)	約79g	¥11,000

●材質:本体生地/ネオプレンゴム ●入数:5本入

ブレース

関節炎や腱鞘炎など日常において固定が必要な疾患に機能的なブレースです。
ポジションの調整や装着も簡単で、洗濯ができますので衛生的です。

D-リングリストブレース

送料A
Rolyan D-Ring Wrist Braces

〈届出番号13B2X00081000031〉

一般

手根管症候群、関節炎、腱鞘炎など手関節周辺の疾患に対する固定用ブレースです。不意な手関節の伸展・屈曲を防ぎながら手指の運動は妨げません。ブレース内のアルミ板で関節角度を自在に設定できます。皮膚にやさしいコットン素材で、合成繊維に敏感な方にも使えます。洗濯機でネットに入れて水洗いし自然乾燥すれば清潔に保てます。



■D-リングリストブレース

サイズ (寸法)	左手用	右手用	価 格
S (14.6~16.5cm)	A611LS	A611RS	¥7,400
M (17.1~19.1cm)	A611LM	A611RM	

※サイズ寸法は手関節周径です。


ヘミアームスリングⅡ

送料A
Hemi Arm SlingⅡ

〈届出番号13B2X00081000035〉

一般

脳卒中発症後の肩の痛みや亜脱臼の予防用のスリングです。



■ヘミアームスリングⅡ

サイズ (寸法)	左用	右用	価 格
M (46~61cm)	A653-3	A653-4	¥19,400

※サイズ寸法は肩甲骨の中間点を通して、肩峰から肩峰までの長さです。

インラインスプリント

送料A
Hand-based In-Line Splint

〈届出番号13B2X00081000033〉

一般

ネオプレンの弾力性を生かした、尺側偏位用のブレースです。MCP関節をやさしく長時間支持することができます。



■インラインスプリント


サイズ (寸法)	左手用	右手用	価 格
XS (~14.6cm)	A679-111	A679-112	¥7,000
S (14.6~16.5cm)	A679-113	A679-114	
M (16.6~19.1cm)	A679-115	A679-116	

※サイズ寸法は手関節周径です。

ユリアス・スプリント

送料A
Air Splint

上肢用6種のバリエーションのあるエアスプリントです。空圧による圧迫と固定が行えます。



■ユリアス・スプリント

品名	型式	寸法	価格
ユリアス・ロングアーム	70-001	800mm	¥25,000
ユリアス・ショートアーム	70-002	700mm	¥25,000
ユリアス・ハーフアーム	70-003	530mm	¥25,000
ユリアス・エルボ	70-004	400mm	¥22,000
ユリアス・ハンド	70-005	200mm	¥11,000
ユリアス・マウスピース	75-000	100個入り	¥9,000
ユリアス・フィルター	75-011	5本入り	¥12,000

材質:プラスチック (PVC)