

PHYSIO SHOCKMASTER ショックマスターフルセット

定格電圧	AC100 V
電源入力	200VA 以下
定格周波数	50/60Hz
本体寸法	W56 × H114 × D60(cm) ※専用ワゴン部を含む W36 × H18 × D38(cm) ※本体のみ
本体重量	12kg ※専用ワゴン重量：32.5kg
刺激頻度	R-SW モード：単発、連続 0.5～17Hz V-Actor モード：単発、連続 0.5～31Hz
刺激強度	R-SW モード：1～4bar、0.1bar ステップ V-Actor モード：1～4bar、刺激頻度による



管理医療機器（クラスⅡ）・特定保守管理医療機器 承認番号 22700BZX00105000
一般名称：振動ヘッド付空気圧式マッサージ器

ショックマスターフルセット構成

オプションおよび交換品



ショートハンドピース

- ・ハンドピース
- ・Oリングセット（交換用）
- ・レンチ（交換用）
- ・Lレンチ（交換用）
- ・ガイドチューブ（交換用）
- ・ピストン（交換用）
- ・エアチューブ



Vアクターハンドピースセット

- ・V-Actor ハンドピース
- ・V-Actor アプリケータ 25mm
- ・V-Actor アプリケータ 40mm



リビジョンキット

- ・交換用Oリング（2個セット）
- ・交換用ピストン（2個）
- ・交換用ガイドチューブ（2個）

- ① ショックマスター本体
- ② ショートハンドピース
- ③ ビームアプリケータ 15mm
- ④ ディープアプリケータ 15mm
- ⑤ D-Actor アプリケータ 20mm
- ⑥ リビジョンキット（ショートハンドピース用）
- ⑦ Vアクターハンドピースセット
- ⑧ ショックマスター専用ワゴン

別売付属品



PHYSIO Radial Shockwave SHOCKMASTER

圧力波（拡散型ショックウェーブ）

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp



- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 札幌営業所（北海道） | Tel: 011-780-5570 |
| 盛岡営業所（青森・秋田・岩手） | Tel: 019-656-5336 |
| 仙台営業所（宮城・山形・福島） | Tel: 022-390-6840 |
| 新潟営業所（新潟） | Tel: 025-278-4777 |
| 長野営業所（山梨・長野） | Tel: 0263-40-5014 |
| 埼玉営業所（埼玉・群馬・栃木） | Tel: 048-662-4560 |
| 千葉営業所（千葉・茨城） | Tel: 047-497-3691 |
| 東京営業所（東京） | Tel: 03-5227-5779 |
| （フジオ） | Tel: 03-5227-5776 |
| 横浜営業所（神奈川・静岡） | Tel: 045-590-5485 |
| 名古屋営業所（愛知・岐阜・三重） | Tel: 052-263-9867 |
| 金沢営業所（石川・富山・福井） | Tel: 076-292-1161 |
| 関西営業所（大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山） | Tel: 06-6386-3545 |
| 神戸営業所（兵庫） | Tel: 078-579-6236 |
| 広島営業所（広島・岡山・山口・鳥取・島根） | Tel: 082-830-0420 |
| 高松営業所（香川・徳島・愛媛・高知） | Tel: 087-865-0715 |
| 福岡営業所（福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄） | Tel: 092-588-9331 |
| 鹿児島営業所（鹿児島・宮崎） | Tel: 099-219-7250 |

取扱店

