

痛みのセルフケアを実現した 疼痛緩和治療器です



※実寸大



※本体のパッド接続用
コネクタに接続

本体寸法:100×148×35mm、本体重量:310g(電池含む)
パッド寸法:64×42×15mm、本体重量36g(ケーブル含む)
※ケーブル長900mm

入数/箱:本体1台、パッド4個

電池種類:単3形電池4本


※マンガン電池は持続時間が短くなりますので推奨しておりません。※電池は付属しておりません。

AT-04


交番磁界治療器

エイト製品情報

交番磁界治療器(パッド含む)




本体1台



パッド4個

エイトの付属品(別売り)



専用粘着シート 7シート/箱

製品番号:496-A-001
製品概要:交番磁界治療器
JANコード:4573567120017

製品番号:496-T-001
製品概要:エイトの付属品
JANコード:4573567120024

使用時間

1日1回30分以上
※ただし、1日の合計使用時間が2時間を
超えないようにすること

伝達事項

毎日使用することで効果が期待されます。治療中基本的には何も感じない設計となっております。患者様の治療状況の記録および治療効果判定にもご活用いただける「痛みの日誌」をご用意しております。

取り扱い上の注意

- ・事前に必ず添付文書及び取扱説明書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、使用上の注意などを守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
- ・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医療機器添付文書等情報検索ページでも閲覧できます。
- ・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売元

株式会社 P・マインド

〒861-5525
熊本県熊本市北区徳王2-8-6

医療従事者向けwebサイト
<https://www.p-mind.co.jp/ait/>

医療従事者向け製品お問い合わせ窓口

050-3160-8350
contact@p-mind.co.jp
QRコードからも可能



販売元

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

札幌営業所(北海道)
盛岡営業所(青森・秋田・岩手)
仙台営業所(宮城・山形・福島)
新潟営業所(新潟)
長野営業所(山梨・長野)
埼玉営業所(埼玉・群馬・栃木)
千葉営業所(千葉・茨城)
東京営業所(東京)
横浜営業所(神奈川・静岡)
名古屋営業所(愛知・岐阜・三重)
金沢営業所(石川・富山・福井)
関西営業所(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)
神戸営業所(兵庫)
広島営業所(広島・岡山・山口・鳥取・島根)
高松営業所(香川・徳島・愛媛・高知)
福岡営業所(福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄)
鹿児島営業所(鹿児島・宮崎)

Tel:011-780-5570
Tel:019-656-5336
Tel:022-390-6840
Tel:025-278-4777
Tel:0263-40-5014
Tel:048-662-4560
Tel:047-497-3691
Tel:03-5227-5779
Tel:03-5227-5776
Tel:045-590-5485
Tel:052-263-9867
Tel:076-292-1161
Tel:06-6386-3545
Tel:078-579-6236
Tel:082-830-0420
Tel:087-865-0715
Tel:092-588-9331
Tel:099-219-7250

A192 2023.03

疼痛緩和治療器 エイト 日本発 交番磁界治療器



薬事情報

販売名:エイト

承認番号:30400BZX00015000

一般名称:交番磁界治療器

医療機器:クラスII(管理医療機器 特定保守管理医療機器)
クラス分類



AT-04

交番磁界治療器

