

酒井医療 学会展示のお知らせ

全国で開催される各種学会に出展し、最新の製品にふれていただく機会づくりと、その関連情報の提供に努めております。

第61回 日本リハビリテーション医学会学術集会

会期 2024年6月13日(木) - 6月16日(日)

会場 セルリアンタワー東急ホテル、渋谷エクセル東急ホテル、渋谷ヒカリエ 他



圧力波治療器
(拡散型ショックウェーブ)

PHYSIO — Radial Shockwave therapy —
SHOCKMASTER

ノラケノン無線式 バイオメカニクス
リサーチシステム ウルティウム

ultium®



磁気刺激装置 パスリーダー

PATHLEADER
magnetic stimulation system

圧力波治療という 新たな選択肢

国内初の圧力波治療器として誕生したショックマスターは、医学的に実証されたデータに基づく43項目151例のトリートメントガイドを搭載しています。

PHYSIO — Radial Shockwave therapy —
SHOCKMASTER

圧力波治療® 器 ショックマスター
医療機器承認番号 / 22700BZX00105000
一般的名称 / 振動ヘッド付空気圧式マッサージ器



ガイドが肢位・照射方法までカラー表示。スタッフの経験に関わらず、高い治療効果が期待できます。

151例を検索しやすい
ホーム画面



電流刺激とは異なる 新たなアプローチ

痛みや不快感を伴わない磁気刺激

磁気刺激は筋内で「渦電流」を発生させます。皮膚表層の痛覚神経Aδ(Ⅲ)線維や、C(Ⅳ)線維への刺激を抑えたまま、深部にあるα線維と、Ia線維を同時に刺激することが可能となります。着衣のまま刺激が可能なおえ、電気的な痛みや不快感を感じにくい特長があります。

PATHLEADER
magnetic stimulation system

磁気刺激装置 パスリーダー

医療機器認証番号 / 227AFBZX00021000

※本製品は検査用機器です。治療目的には使用できません。



舌骨上筋群などの小さな筋群への刺激を行える新型コイル UC-1

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6 TEL : 03-5227-5775

www.sakaimed.co.jp

SAKAIMED
明日に踏み出すチカラ。酒井医療