

酒井医療 企業展示 出展学会のご案内

4月・5月
2026

全国で開催される各種学会に出展し、最新の製品に触れていただく機会づくりと、その関連情報の提供にも努めています。

第69回 日本手外科学会学術集会

会期 4月9日(木) ▶ 10日(金)

会場 ホテルニューオータニ博多・電気ビル(共創館・本館)

出展品 超音波画像診断装置V5

第38回日本ハンドセラピー学会学術集会

会期 4月11日(土) ▶ 12日(日)

会場 博多国際展示場&カンファレンスセンター

出展品 スプリント、磁気刺激装置 パスリーダー、超音波画像診断装置 SONON500L、ハンドトレーナーにぎにぎECO

第24回東京スポーツ整形外科研究会

会期 4月11日(土)

会場 コングレスクエア日本橋 3階ホールC・D

出展品 超音波画像診断装置V5、ラジオ波温熱治療器 ラジオスティムPRO

第99回日本整形外科学会学術総会

会期 5月21日(木) ▶ 24日(日)

会場 神戸コンベンションセンター

出展品 超音波画像診断装置 V5、超音波画像診断装置 Smash、ラジオ波温熱治療器 ラジオスティムPRO、低周波治療器 フィジオアクティブHV2、超音波治療器 フィジオソノ、干渉電流型低周波治療器 5D、プレーインU/R

第25回日本自立支援介護・パワーリハ学術大会

会期 5月30日(土) ▶ 31日(日)

会場 タワーホール船堀

出展品 運動処方AIアプリ カルファ、デュアルアクショントレーナー、エアレックス バランスパッド

卓越した画像と高度な AI 機能を 兼ね備えた 超音波画像診断装置


V5 Ultrasound Solutions for Musculoskeletal

超音波画像診断装置 V5 System

特定保守管理医療機器（クラスII）JMDNコード：40761000

医療機器認証番号：307ADBZX00022000

一般名称：汎用超音波画像診断装置



(腕神経叢/ROI)



(下内側膝神経/Segmentation)

AI 技術で神経を自動検出 NerveTrack（ナーブトラック）機能

スキャン中にリアルタイムで神経の位置を検出し、位置情報を提示します。ROI機能では対象神経のみを黄色い枠で囲んで表示します。Segmentation機能では対象神経を表示することに加え、周辺の組織構造を区域分けすることで、神経の視認性を向上します。

※オプション機能

電流刺激とは異なる 新たなアプローチ

より小さな筋群への刺激を可能に

舌骨上筋群などの小さな筋群への 刺激を行える新型コイルUC-1

PMSコイルUC-1は、狭い範囲に集中した磁気刺激を行えます。不要な部位を刺激せずに、局所的に強力な渦電流を誘発して「強縮」を起こすことも可能です。

PATHLEADER magnetic stimulation system

磁気刺激装置 パスリーダー

特定保守管理医療機器（クラスII）JMDNコード：36902000

医療機器認証番号：227AFBZX00021000

一般名称：磁気刺激装置 ※本製品は検査用機器です。



酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6 TEL：03-5227-5775

www.sakaimed.co.jp

SAKAIMED
明日に踏み出すチカラ。酒井医療